

カーテン賃貸借仕様書

- 1 カーテンの取り付け場所、数量、寸法（単位㎡）、生地、縫製等については、別紙仕様書のとおりとする。
- 2 台帳に基づく寸法表示
賃貸人は取り付け場所ごとにカーテンの種類及び数量が把握できる管理台帳を作成し、病院長に提出する。
- 3 難燃製であることの表示
縫製したカーテンには、消防庁の業者認定番号その他難燃性であることを示したラベルをカーテン1枚ごとに縫いつけること。
- 4 定期メンテナンス
 - (1) 全カーテンについて、年1回洗濯を行うこと。
 - (2) 上記(1)の業務を実施する場合、事前に1ヶ月以内で完了する作業工程表を提出し、賃借人の了解を得ること。
 - (3) カーテンの取り付け、取り外しは賃貸人において行うこと。
 - (4) 洗濯期間中は、予備カーテンを取り付けること。
 - (5) 洗濯期間中の予備カーテンは、賃貸人の責任で取り付けられたものの同等品を用意し、賃借人の業務に支障をきたさない措置を講ずること。
 - (6) カーテンの交換業務にあたっては、係員の指示に従い、特に患者の療養を妨げることはないよう心がけること。
- 5 予備カーテン
カーテンの汚染に備え、臨時交換用の予備カーテン一定量を賃借人の指定する場所へ保管すること。
- 6 納入等
 - (1) カーテンの縫製前に現場において実測すること。
 - (2) カーテンは実測に基づいて縫製すること。
 - (3) 取り付け、取り外しはすべて賃貸人が行うものとする。

仕様書

階	部屋名		摘 要				m ²	W	×	H	数量	単位	備考
BF	放射線科診察	入口	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	4.5	1250	×	1800	2	枚	
BF	トイレ(男女)	仕切	マリン200 II	GD3163(LG)		ヒダ無し	8.4	2200	×	1900	2	枚	
1	内科診察1～9	入口	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	14.6	900	×	1800	9	枚	
1	内科診察1～9	入口	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	7.2	1000	×	1800	4	枚	
1	内視鏡	間仕切	リーネア	GD3359(LP)	1.5	倍ヒダ	5.1	1900	×	1800	1	枚	
1	内視鏡	間仕切	リーネア	GD3359(LP)	1.5	倍ヒダ	18.4	6800	×	1800	1	枚	
1	内視鏡	間仕切	リーネア	GD3359(LP)	1.5	倍ヒダ	9.8	1300	×	2500	2	枚	
1	内視鏡	間仕切	リーネア	GD3359(LP)	1.5	倍ヒダ	33	2200	×	2500	4	枚	
1	内視鏡	受付	リーネア	GD3359(LP)	1.5	倍ヒダ	1.2	700	×	1100	1	枚	
1	生理検査	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	3.4	1900	×	1800	1	枚	
1	心電図 (生理検査室)	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	2.7	1500	×	1800	1	枚	
1	負荷心電図 生理検査	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	5.2	2900	×	1800	1	枚	
1	生理検査室 (脳波室)	仕切	マリン200 II	GD3163(LG)		ヒダ無し	3.5	2000	×	1750	1	枚	
1	生理検査室 診察	間仕切	リーネア	GD3359(LP)	1.5	倍ヒダ	7.6	2900	×	1750	1	枚	
1	生理検査室	間仕切	リーネア	GD3359(LP)	1.5	倍ヒダ	8.4	3100	×	1800	1	枚	
1	中央処置室	入口	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	4	1100	×	1800	2	枚	
1	中央処置室	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	75.6	4200	×	1800	10	枚	
1	中央処置室	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	11.9	6600	×	1800	1	枚	
1	化学療法	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	11.7	6500	×	1800	1	枚	
1	化学療法	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	7.9	4400	×	1800	1	枚	
1	化学療法	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	4.1	2300	×	1800	1	枚	
1	化学療法	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	5.9	3300	×	1800	1	枚	
1	化学療法	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	12.6	7000	×	1800	1	枚	
1	中央処置室	入口	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	3.3	1100	×	1500	2	枚	
1	精神科・皮膚科	入口	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	1.6	900	×	1800	1	枚	
1	救急処置室	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	11.9	3300	×	1800	2	枚	

1	救急処置室	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	3.6	1000	×	1800	2	枚	
1	救急処置室	入口	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	3.8	2100	×	1800	1	枚	
1	救急処置室	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	9.4	5200	×	1800	1	枚	
1	救急処置室	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	9.2	5100	×	1800	1	枚	
1	救急処置室	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	4	2200	×	1800	1	枚	
1	整形外来	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	4.1	2250	×	1800	1	枚	
1	整形外来 ギブス	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	2.9	1600	×	1800	1	枚	
1	精神科・皮膚科	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	2	1100	×	1800	1	枚	
1	眼科	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	1.6	900	×	1800	1	枚	
1	眼科	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	2.7	1500	×	1800	1	枚	
1	眼科	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	5.4	3000	×	1800	1	枚	
1	眼科	仕切	リレイン(遮光1級)	GD3321(LG)	1.5	倍ヒダ	10.4	2900	×	2400	1	枚	
1	眼科	仕切	リレイン(遮光1級)	GD3321(LG)	1.5	倍ヒダ	11.1	2900	×	2550	1	枚	
1	眼科	仕切	リレイン(遮光1級)	GD3321(LG)	1.5	倍ヒダ	7.6	1400	×	1800	2	枚	
1	眼科	仕切	リレイン(遮光1級)	GD3321(LG)	1.5	倍ヒダ	7	2600	×	1800	1	枚	
1	眼科	仕切	リレイン(遮光1級)	GD3321(LG)	1.5	倍ヒダ	8.9	3300	×	1800	1	枚	
1	眼科	仕切	リレイン(遮光1級)	GD3321(LG)	1.5	倍ヒダ	12.2	3200	×	2550	1	枚	
1	皮膚科	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	9	2500	×	1800	2	枚	
1	皮膚科	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	9.9	5500	×	1800	1	枚	
1	産婦人科	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	2.7	1500	×	1800	1	枚	
1	産婦人科	間仕切	リーネア	GD3359(LP)	1.5	倍ヒダ	13.5	2500	×	1800	2	枚	
1	産婦人科	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	3.4	1900	×	1800	1	枚	
1	産婦人科診察1・2	入口	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	4	1100	×	1800	2	枚	
1	産婦人科	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	6.8	3800	×	1800	1	枚	
1	助産婦 外来	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	6.8	3800	×	1800	1	枚	
1	助産婦 外来	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	11.7	6500	×	1800	1	枚	
1	泌尿器科①	仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	4	2200	×	1800	1	枚	
1	泌尿器科②	仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	2.3	1300	×	1800	1	枚	
1	泌尿器科③	仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	5.8	3200	×	1800	1	枚	

1	泌尿器科 ④	仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	5.6	3100	×	1800	1	枚	
1	泌尿器科 ⑤	仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	2	1100	×	1800	1	枚	
1	泌尿器科	仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	2.3	1300	×	1800	1	枚	
1	泌尿器科	仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	4	2200	×	1800	1	枚	
1	脳神経内科	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	8.3	3800	×	2190	1	枚	
1	脳神経内科	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	5.7	2600	×	2190	1	枚	
1	脳神経内科	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	6.6	3000	×	2190	1	枚	
1	精神科・皮膚科	入口	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	4	1100	×	1800	2	枚	
1	カンファレンス	入口	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	1.8	1000	×	1800	1	枚	
2	小児科診察1・2・3	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	5.9	3300	×	1800	1	枚	
2	小児科診察1・2・3	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	5.2	2900	×	1800	1	枚	
2	小児科診察1・2・3	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	14.8	4100	×	1800	2	枚	
2	小児科診察	仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	7.6	4200	×	1800	1	枚	
2	小児科 特別室	仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	7.6	4200	×	1800	1	枚	
2	ロッカー(N S)	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	6.8	3800	×	1800	1	枚	
2	ロッカー(N S)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	8.3	3800	×	2190	1	枚	
2	ロッカー(D R)	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	1.8	1000	×	1800	1	枚	
2	医局仮眠室	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	16.6	4600	×	1800	2	枚	
2	麻酔科	間仕切	ネオバイオネットV250	GD3028(OP)		ヒダ無し	5	2200	×	2250	1	枚	
2	麻酔科	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	15.8	3600	×	2190	2	枚	
2	リカバリー	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	8.3	3800	×	2190	1	枚	
2	リカバリー	間仕切	ネオバイオネットV210	GD3036(OP)		ヒダ無し	12	6000	×	2000	1	枚	
2	リカバリー	間仕切	ネオバイオネットV210	GD3036(OP)		ヒダ無し	5	2500	×	2000	1	枚	
3	病室 6床5室	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	116.1	5300	×	2190	10	枚	
3	病室 6床5室	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	197.1	4500	×	2190	20	枚	
3	病室 1床4室	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	61.3	7000	×	2190	4	枚	
3	病室 4床(322.307)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	46.4	5300	×	2190	4	枚	
3	病室 4床(322.307)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	39.4	4500	×	2190	4	枚	
3	病室 1床6室	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	49.9	3800	×	2190	6	枚	

3	リカバリー	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	11.7	6500	×	1800	1	枚	
3	リカバリー	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	9.5	5300	×	1800	1	枚	
3	リカバリー	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	7.2	4000	×	1800	1	枚	
3	リカバリー	窓	リフレ(遮光1級)	GD3321(LG)	1.5	倍ヒダ	5.4	1200	×	1500	2	枚	
3	ランドリー	入口	マリン200 II	GD3163(LG)		ヒダ無し	2.6	900	×	1400	2	枚	
3	病室2床(306A)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	11.6	5300	×	2190	1	枚	
3	病室2床(306A)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	9.9	4500	×	2190	1	枚	
3	病室2床(310)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	12.3	5600	×	2190	1	枚	
3	病室2床(310)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	13.1	6000	×	2190	1	枚	
3	病室5床(312)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	11.6	5300	×	2190	1	枚	
3	病室5床(312)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	29.6	4500	×	2190	3	枚	
3	病室5床(312)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	14.2	6500	×	2190	1	枚	
3	病室5床(033)健康管理室	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	13.1	6000	×	2190	1	枚	
3	病室5床(033)健康管理室	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	8.3	3800	×	2190	1	枚	
3	病室5床(033)健康管理室	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	10.5	4800	×	2190	1	枚	
3	病室5床(033)健康管理室	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	19.7	4500	×	2190	2	枚	
3	感染病棟4床(031)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	14.2	6500	×	2190	2	枚	
3	感染病棟4床(031)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	19.7	4500	×	2190	2	枚	
3	感染病棟4床(032)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	14.2	6500	×	2190	2	枚	
3	感染病棟4床(032)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	19.7	4500	×	2190	2	枚	
3	感染病棟4床(033)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	14.2	6500	×	2190	2	枚	
3	感染病棟4床(033)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	19.7	4500	×	2190	2	枚	
3	感染病棟1床(035)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	14.2	6500	×	2190	2	枚	
4	病室6床7室	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	162.5	5300	×	2190	14	枚	
4	病室6床7室	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	275.9	4500	×	2190	28	枚	
4	病室4床(415.403)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	46.4	5300	×	2190	4	枚	
4	病室4床(415.403)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	39.4	4500	×	2190	4	枚	
4	病室2床(416.417)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	23.2	5300	×	2190	2	枚	
4	病室2床(416.417)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	19.7	4500	×	2190	2	枚	

4	病室2床(418.405)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	52.6	6000	×	2190	4	枚	
4	病室1床(420.421)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	16.6	3800	×	2190	2	枚	
4	病室1床(401.402)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	28.5	6500	×	2190	2	枚	
4	リカバリー	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	24.5	3400	×	1800	4	枚	
4	処置室	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	6.8	3800	×	1800	1	枚	
4	処置室	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	2.3	1300	×	1800	1	枚	
4	処置室	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	2.5	2300	×	1100	1	枚	
4	処置室	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	3.4	1900	×	1800	1	枚	
4	陣痛室	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	9.9	5500	×	1800	1	枚	
4	陣痛室	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	7.2	4000	×	1800	1	枚	
4	陣痛室	仕切	リーネア	GD3359(LP)	1.5	倍ヒダ	2.9	1500	×	1300	1	枚	
4	新生児	仕切	リーネア	GD3359(LP)	1.5	倍ヒダ	4.1	1800	×	1500	1	枚	
4	分娩室	間仕切	リーネア	GD3359(LP)	1.5	倍ヒダ	14	5200	×	1800	1	枚	
4	分娩室	間仕切	リーネア	GD3359(LP)	1.5	倍ヒダ	8.4	1550	×	1800	2	枚	
4	分娩室	間仕切	リーネア	GD3359(LP)	1.5	倍ヒダ	5.1	1900	×	1800	1	枚	
4	分娩室	間仕切	リーネア	GD3359(LP)	1.5	倍ヒダ	10.3	3800	×	1800	1	枚	
4	産直室	窓	リーネア	GD3359(LP)	1.5	倍ヒダ	5.3	2200	×	1600	1	枚	
4	浴室	仕切	マリソ200 II	GD3163(LG)		ヒダ無し	2.8	1720	×	1650	1	枚	
5	化学療法室	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	177.4	4500	×	2190	18	枚	
5	透析室	仕切	ネオバイオネットV250	GD3028(OP)		ヒダ無し	13.3	5300	×	2500	1	枚	
5	透析室トイレ	入口	マリソ200 II	GD3163(LG)		ヒダ無し	1.7	900	×	1800	1	枚	
5	透析室	仕切	リーネア	GD3359(LP)	1.5	倍ヒダ	13.3	4800	×	1850	1	枚	
5	透析室	仕切	リーネア	GD3359(LP)	1.5	倍ヒダ	13.6	4900	×	1850	1	枚	
5	透析室	仕切	リーネア	GD3359(LP)	1.5	倍ヒダ	11.9	4300	×	1850	1	枚	
5	透析室 ロッカー	入口	リーネア	GD3359(LP)	1.5	倍ヒダ	5.4	1000	×	1800	2	枚	
5	透析室	間仕切	ネオバイオネットV210	GD3036(OP)		ヒダ無し	6.8	3600	×	1900	1	枚	
5	透析室	間仕切	ネオバイオネットV210	GD3036(OP)		ヒダ無し	104.5	5500	×	1900	10	枚	
5	透析室	間仕切	ネオバイオネットV210	GD3036(OP)		ヒダ無し	5	2650	×	1900	1	枚	
5	透析室	間仕切	ネオバイオネットV210	GD3036(OP)		ヒダ無し	7.1	3750	×	1900	1	枚	

6	病室 6床7室	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	162.5	5300	×	2190	14	枚	
6	病室 6床7室	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	275.9	4500	×	2190	28	枚	
6	病室 2床(617)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	26.3	6000	×	2190	2	枚	
6	病室1床5室	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	39.4	3600	×	2190	5	枚	
6	病室 4床(620)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	23.2	5300	×	2190	2	枚	
6	病室 4床(620)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	17.5	4000	×	2190	2	枚	
6	病室 2床4室	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	46.4	5300	×	2190	4	枚	
6	病室 2床4室	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	39.4	4500	×	2190	4	枚	
6	病室 2床(622,623)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	48.2	5500	×	2190	4	枚	
6	病室 2床(622)	入口	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	5.9	3300	×	1800	1	枚	
6	病室 2床(623)	入口	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	7.2	4000	×	1800	1	枚	
6	病室 4床(607)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	23.2	5300	×	2190	2	枚	
6	病室 4床(607)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	19.7	4500	×	2190	2	枚	
6	処置室(625)	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	9.9	5500	×	1800	1	枚	
6	リカバリー	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	10.8	6000	×	1800	1	枚	
6	リカバリー	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	9.4	5200	×	1800	1	枚	
6	リカバリー	窓	リフレ(遮光1級)	GD3321(LG)	1.5	倍ヒダ	5.4	1200	×	1500	2	枚	
6	ランドリー	入口	マリソ200 II	GD3163(LG)		ヒダ無し	2	900	×	1100	2	枚	
7	病室 6床※I	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	139.3	5300	×	2190	12	枚	
7	病室 6床※I	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	236.5	4500	×	2190	24	枚	
7	病室 2床(718)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	13.1	6000	×	2190	1	枚	
7	病室 1床※K	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	63.1	3600	×	2190	8	枚	
7	病室 4床(721)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	23.2	5300	×	2190	2	枚	
7	病室 4床(721)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	17.5	4000	×	2190	2	枚	
7	病室 2床4室	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	46.4	5300	×	2190	4	枚	
7	病室 2床4室	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	39.4	4500	×	2190	4	枚	
7	病室1床2室	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	23.2	5300	×	2190	2	枚	
7	病室1床2室	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	19.7	4500	×	2190	2	枚	
7	病室 6床(710)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	11.6	5300	×	2190	1	枚	

7	病室 6 床 (710)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	29.6	4500	×	2190	3	枚	
7	病室 6 床 (710)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	15.3	3500	×	2190	2	枚	
7	病室 6 床 (710)	間仕切	ネオバイオネットV235	GD3032(OP)		ヒダ無し	6.1	2800	×	2190	1	枚	
7	リカバリー	間仕切	リーネア	GD3359(LP)		ヒダ無し	10.8	6000	×	1800	1	枚	
7	リカバリー	窓	リレイ (遮光1級)	GD3321(LG)	1.5	倍ヒダ	5.4	1200	×	1500	2	枚	
7	ランドリー	入口	マリン200 II	GD3163(LG)		ヒダ無し	2	900	×	1100	2	枚	
						合計	4055.5	m ²					